




## dEMG многоканальная матрица ЭМГ высокой плотности

Многоканальная матрица высокой плотности dEMG предназначена для регистрации до 64 каналов поверхностной ЭМГ в процессе научных исследований. Предназначена для работы с ЭЭГ усилителями NVX72/NVX136/NVX272/actiCHamp Plus.

Совместима с другими ЭЭГ усилителями при помощи специального адаптера.

Количество электродов	64 (8x8) или 32 (8x4)
Материал электродного сенсора	Ag/AgCl
Диаметр токосъемной поверхности отдельного электрода	2 мм
Межцентровое расстояние	4.0 мм или 8.5 мм
Способ крепления к коже пациента	при помощи двустороннего адгезивного фиксатора и эластичной ленты из неопрена
Длина интерфейсного кабеля	1 м
Разъем для подключения к ЭЭГ усилителю	KEL40
Совместимость с ЭЭГ усилителями	NVX72, NVX136, NVX272, actiCHamp Plus, а также с другими ЭЭГ усилителями при помощи специального адаптера



Артикул	Наименование	Описание
063-0-001	dEMG8x8-4.0	64-канальная матрица ЭМГ высокой плотности 8x8 с межцентровым расстоянием 4 мм, с двумя разъемами KEL40 для подключения к усилителю NVX136/actiCHamp Plus
063-0-002	dEMG8x8-8.5	64-канальная матрица ЭМГ высокой плотности 8x8 с межцентровым расстоянием 8,5 мм, с двумя разъемами KEL40 для подключения к усилителю NVX136/actiCHamp Plus
063-0-003	dEMG8x4-4.0	32-канальная матрица ЭМГ высокой плотности 8x4 с межцентровым расстоянием 4 мм, разъемом KEL40 для подключения к усилителю NVX136/actiCHamp Plus
063-0-004	dEMG8x4-8.5	32-канальная матрица ЭМГ высокой плотности 8x4 с межцентровым расстоянием 8,5 мм, разъемом KEL40 для подключения к усилителю NVX136/actiCHamp Plus
063-0-005	Двусторонний адгезивный фиксатор dEMG8x8-4.0	Двусторонний адгезивный фиксатор для установки матрицы dEMG8x8-4.0, комплект 10 шт.
063-0-006	Двусторонний адгезивный фиксатор dEMG8x8-8.5	Двусторонний адгезивный фиксатор для установки матрицы dEMG8x8-8.5, комплект 10 шт.
063-0-007	Двусторонний адгезивный фиксатор dEMG8x4-4.0	Двусторонний адгезивный фиксатор для установки матрицы dEMG8x4-4.0, комплект 10 шт.
063-0-008	Двусторонний адгезивный фиксатор dEMG8x4-8.5	Двусторонний адгезивный фиксатор для установки матрицы dEMG8x4-8.5, комплект 10 шт.
063-0-009	Кабель интерфейсный плоский dEMG8x8	Кабель интерфейсный плоский dEMG8x8 для подключения 64-канальной матрицы ЭМГ к усилителю NVX136/actiCHamp Plus в составе: кабель KEL40F-KEL40F, 1 м. - 2 шт.
063-0-010	Кабель интерфейсный плоский dEMG8x4	Кабель интерфейсный плоский dEMG8x4 для подключения 32-канальной матрицы ЭМГ к усилителю NVX136/actiCHamp Plus в составе: кабель KEL40F-KEL40F, 1 м.
063-0-011	Кабель с кнопочным соединением dEMG	Кабель с разъемами типа Binder 4 pin и Snap («кнопка») «гнездо» 4 мм, длиной 1 м. для подключения одноразового ЭКГ/ЭМГ электрода к усилителю NVX136/actiCHamp Plus
063-0-012	Лента-фиксатор dEMG на руку	Эластичная лента для фиксации матрицы dEMG на руке
063-0-013	Лента-фиксатор dEMG на ногу	Эластичная лента для фиксации матрицы dEMG на ноге
033-6-010	TP2KEL40F адаптер электродный	для подключения шлема с общим разъемом KEL40 к усилителю через TP 1.5 мм, 0,3 м