



Электроэнцефалографы Нейровизор®

Клиническая ЭЭГ-система для использования в кабинетах функциональной диагностики, лечебных отделениях многопрофильных и неврологических стационаров, медицинских центров, клиник и научно-исследовательских центров.



ЭЭГ-усилители NVX



Усилитель научно-исследовательского уровня в системе для медицинского применения

NVX — усилитель постоянного тока с 24, 32 или 48 монополярными каналами ЭЭГ и 4 вспомогательными биполярными каналами для датчиков NeoSens.

- 24 разряда,
- ± 400 мВ — динамический диапазон сигнала,
- 500 или 2000 Гц — частота дискретизации для клинической ЭЭГ,
- 2000, 10000, 50000 Гц — частота дискретизации для EP/ERP.

По умолчанию система поставляется с ПО Нейровизор, усилитель также совместим с ПО Neurotravel (ATEC медика) и ПО EEGStudio (Мицар).


Комплект ВП & ПСС

Комплект разработан для регистрации и анализа вызванных потенциалов и потенциалов связанных с событием, головного мозга человека, с помощью демонстрации звуковых и визуальных стимулов.

Комплект ВП & ПСС может использоваться специалистами в области неврологии, когнитивной психологии и когнитивных наук, а также в психофизиологических исследованиях и клинической практике.

ПО содержит более 60 тестов для изучения мозговой активности.

Такие как P300, VN400, MATHEMATICS, ECPT, GONOGO, VCPT, VISUAL EP, VISUAL ERP и другие.



Серия лекций по ВП и ПСС,
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова

ООО "Медицинские Компьютерные Системы"

124460, Москва, Зеленоград,
проезд 4922, дом 4-2

+7 495 913 31 94
mks@mks.ru
mks.ru
mcscap.ru

